



Präzisions-
Glasinstrumente und
Geräte für Arzt und Labor



**Glaswarenfabrik
Karl Hecht
GmbH & Co KG**

Stettener Str. 22 - 24
97647 Sondheim v. d. Rhön
Deutschland

Seite / page 1

Tel. +49 9779 808-0
Fax +49 9779 808-88

E-Mail: info@hecht-assistent.de
Internet: http://www.assistent.eu
VAT Nr. DE 132 198 535

Neue Produkte / New products / Nouveaux produits 2017

Messzylinder mit Stopfen, konformitätsbescheinigt

Borosilikatglas 3.3, DIN EN ISO 4788, Klasse A, Sechskantfuß, mit Normschliff und Polyethylenstopfen, eingebrannte Graduierung "ASSISTENT-PERMANENT" blau

Measuring cylinders with stopper, conformity certified

borosilicate glass 3.3, DIN EN ISO 4788, class A, hexagonal base, with joint size and stopper of polyethylene, fused blue graduation "ASSISTENT-PERMANENT", short line graduation - ring marks at main points

Eprouvettes graduées avec bouchon, conformité certifiée

verre borosilicaté 3.3, DIN EN ISO 4788, classe A, pied hexagonal, avec rodage normalisé et bouchon RIN en polyéthylène, graduation linéaire bleue « ASSISTENT-PERMANENT » - traits circulaires aux points principaux

Artikelnr. Number réf.	Volumen Capacity Capacité ml	Teilung Division Division ml	Toleranz Tolerance Tolérance ± ml	Normschliff Joint size RIN
42215012	10	0,2	0,1	10/19
42215018	25	0,5	0,25	14/23
42215024	50	1	0,5	19/26
42215030	100	1	0,5	24/29
42215048	250	2	1,0	29/32
42215060	500	5	2,5	34/35
42215066	1000	10	5,0	45/40

Messpipetten mit Chargennummer, ohne DEM-Zeichen

DIN EN ISO 835, Klasse AS, Klarglas, Vollablauf, Null oben, eingebrannte Graduierung "ASSISTENT-PERMANENT" braun, Strichteilung - Hauptpunkte Ringteilung, **ohne Chargenzertifikat**

Measuring pipettes with batch number, without DEM marking

DIN EN ISO 835, class A, clear glass, total delivery, zero at top, fused amber graduation, short line graduation - ring marks at main points, **without batch certificate**

Pipettes jaugées avec numéro de lot, sans marque DEM

DIN EN ISO 835, classe A, verre clair, écoulement total, zéro en haut, graduation brune « ASSISTENT-PERMANENT » recuite au four, graduation à traits linéaires - traits circulaires aux points principaux, **sans certificat de lot**

Artikelnr. Number réf.	Volumen Capacity Capacité ml	Teilung Division Division ml	Toleranz Tolerance Tolérance ± ml	
42539816	0,5	0,01	0,006	
42539820	1	0,01	0,007	
42539836	2	0,02	0,01	
42539840	5	0,1	0,03	
42539848	10	0,1	0,05	
42539852	20	0,1	0,1	
42539856	25	0,1	0,1	



Präzisions-
Glasinstrumente und
Geräte für Arzt und Labor



**Glaswarenfabrik
Karl Hecht
GmbH & Co KG**

Stettener Str. 22 - 24
97647 Sondheim v. d. Rhön
Deutschland

Seite / page 2

Tel. +49 9779 808-0
Fax +49 9779 808-88

E-Mail: info@hecht-assistent.de
Internet: <http://www.assistent.eu>
VAT Nr. DE 132 198 535

Sammelgefäße aus Kalk-Soda-Glas

mit Richtwertskala, Henkel und Ausguss, Volumen 1,5 Liter **Artikelnr. 44119015**

Collecting vessels of soda-lime glass

with approximate scale, handle and spout, capacity 1.5 liters **Number 44119015**

Récipients en verre sodo-calcique

avec échelle approximative, anse et bec, capacité : 1,5 litres **réf. 44119015**

Urinprobenbecher aus Polypropylen

für Einmalgebrauch, mit rotem Schnappdeckel und seitlichem Nippel,
mit Skala, Beschriftungsfeld und CE-Kennzeichnung, Inhalt ca. 125 ml

VE: 100 Stück, 500 Stück/Karton Artikelnr. 44115100

Urine specimen containers of polypropylene

disposable, with red snap-on cover and lateral nipple, with scale, marking field and CE marking

Capacity: approx. 125 ml

Packing: 100 pieces, 500 pieces / box Number 44115100

Récipients à urine, en polypropylène

à usage unique, avec couvercle hermétique et ouverture latérale, gradués,
avec espace d'inscription et marquage CE

Capacité: env. 125 ml

Emballage : 100 pièces, 500 pièces / boîte réf. 44115100

Urinprobenbecher aus Polypropylen

für Einmalgebrauch, mit grünem Schraubdeckel,
mit Skala, Beschriftungsfeld und CE-Kennzeichnung, 125 ml

VE: 100 Stück, 400 Stück/Karton Artikelnr. 44115200

Urine specimen containers of polypropylene

disposable, with green screw cap, with scale, marking field and CE marking

Capacity: approx. 125 ml

Packing: 100 pieces, 400 pieces / box Number 44115200

Récipients à urine, en polypropylène

à usage unique, avec couvercle à vis vert, gradués, avec espace d'inscription et marquage CE

Capacité: env. 125 ml

Emballage : 100 pièces, 400 pièces / boîte réf. 44115200

Änderungen vorbehalten

Handelsregister: Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063

Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH Amtsgericht Schweinfurt HRB 1160

Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht und Thomas Diepholtz Einzelprokura: Tonja Müller