



Präzisions-
Glasinstrumente und
Geräte für Arzt und Labor



**Glaswarenfabrik
Karl Hecht
GmbH & Co KG**

Stettener Str. 22 - 24
97647 Sondheim v. d. Rhön
Deutschland

Tel. +49 9779 808-0
Fax +49 9779 808-88

Email: info@hecht-assistent.de
Internet: <http://www.assistent.eu>
VAT Nr. DE 132 198 535

Hinweise zur sachgemäßen Lagerung von Objektträgern

- trocken lagern
- gleichmäßige Raumtemperatur - starke Temperaturschwankungen vermeiden
starke Auskühlung kann zur Bildung von Kondenswasser zwischen den Objektträgern führen
- empfohlene Lagertemperatur +2 °C +30 °C / +36 °F +86 °F
- maximale Luftfeuchtigkeit 60 %
- immer zuerst die ältere Lagerware verwenden (First In, First Out)
- Kartons vor Bodenfeuchtigkeit schützen z.B. auf Paletten lagern
- Haltbarkeit beachten - nicht länger als ein Jahr lagern

Änderungen vorbehalten.

Handelsregister: Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH Amtsgericht Schweinfurt HRB 1160
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht und Thomas Diepholtz Einzelprokura: Tonja Müller