

Universal Beschriftungsband, selbstklebend

All-purpose writing tape, self-adhesive
Ruban inscriptible tout usage, autocollant



41180

Typische Anwendungen:

- Allzweck-Kennzeichnung, Farbkodierung, Dekoration und Identifikation
- Verwendbar zum Packen, Bündeln, Binden und Halten

Produkteigenschaften:

- gute Klebkraft
- In mehreren Farben erhältlich
- Klebstoff: synthetisch, gummibasiert
- Lässt sich leicht von vielen Oberflächen lösen
- Erfüllt LHAMA-Bedingungen für die Benutzung in Kunst und Handwerk
- zum Beschriften geeignet

Breite: 24 mm **Länge:** 55 m

Farben: 41180003 = hellgrün 41180006 = gelb 41180009 = weiß 41180012 = hellblau 41180015 = rot

Physikalische Eigenschaften:

Reißfestigkeit: 35,0 N/10 mm Haftung auf Edelstahl: 3,72 N/10 mm Dicke: 0,12 mm
Dehnbarkeit: 9 % Gebrauchstemperatur: 16 °C – 66 °C

Lager- und Anwendungsbedingungen:

- Kühl und trocken lagern
- Innerhalb von 12 Monaten (nach Lieferung) verbrauchen
- Oberflächen vor Benutzung sauber, trocken und frei von Fetten und Ölen

41180110 Tischabroller (Dispenser)

Typical applications:

- For general purpose labeling, color-coding, decorating and identification
- Can also be used for packaging, bundling, binding and holding applications

Product features:

- good adhesion
- Available in a variety of colors
- Adhesive: Synthetic rubber-based
- Releases easily from a variety of surfaces
- Meets LHAMA requirements for use in arts and crafts
- made for labeling

Width: 24 mm **Length:** 55 m

Colours: 41180003 = light green 41180006 = yellow 41180009 = white 41180012 = light blue 41180015 = red

Physical properties standard metric:

Tensile Strength: 35.0 N/10 mm Adhesion to Stainless Steel: 3.72 N/10 mm Thickness: 0.12 mm
Elongation: 9% Service Temperature Range: 16 C to 66 C

Storage and usage conditions:

- Store cool and dry
- Used within 12 months of date of shipment
- Surfaces clean, dry and free of grease and oil before use

41180110 Desktop tapedispenser

Applications habituelles:

- Pour l'étiquetage à usage général, le codage couleur, la décoration et l'identification.
- Peut aussi être utilisé pour l'emballage, le groupage, la reliure, la tenue, les applications d'épissage et de baguage.

Caractéristiques du produit:

- Adhérence moyenne-haute
- Disponible dans une variété de couleurs
- Adhésif: à base de caoutchouc synthétique
- Adaptable facilement à différentes surfaces
- Conforme aux exigences de LHAMA pour une utilisation dans les arts et l'artisanat
- Convient pour l'étiquetage

Largeur: 24 mm **Longueur:** 55 m

Couleurs: 41180003 = vert clair 41180006 = jaune 41180009 = blanc 41180012 = bleu clair 41180015 = rouge

Propriétés physiques:

Résistance à la traction: 35,0 N / 10 mm Adhérence à l'acier inoxydable: 3,72 N / 10 mm Epaisseur: 0,12 mm
Allongement: 9% Plage de température: 16° C à 66° C

Stockage et conditions d'utilisation:

- Conserver dans un endroit frais et sec
- Utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition
- Surfaces propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile avant utilisation

41180110 Bande de bureau distributeur



Präzisions-Glasinstrumente und -Geräte für Arzt und Labor

D-97647 Sondheim/Rhön
Tel. (09779) 808-0
FAX (09779) 808-88
<http://www.assistent.eu>
E-Mail: info@hecht-assistent.de

Hecht-Assistent
F 91430 IGNY/France
Z. I. 5, Rue Lavoisier
Tél. (01) 69 35 36 50
FAX (01) 60 19 07 15
e-mail: o.bosi@assistent.eu

Erhältlich beim Fachhandel
Available at your dealer
Livraison par revendeurs

Glaswarenfabrik
KarlHecht
GmbH & Co KG

Karl Hecht Assistent GmbH
CH 8595 Altnau TG/Schweiz
Tel. (071) 6952222
FAX (071) 6952227
e-mail: info@khecht.ch

Karl Hecht Ges.mBH
A 6122 Fritzens/Tirol
Fischerweg 1
Tel. 05224/52646-0
FAX 05224/57679
e-mail: office@hecht-assistent.at