



Präzisions-  
Glasinstrumente und  
Geräte für Arzt und Labor



**Glaswarenfabrik  
Karl Hecht  
GmbH & Co KG**

Stettener Str. 22 - 24  
97647 Sondheim v. d. Rhön  
Deutschland

Tel. +49 9779 808-0  
Fax +49 9779 808-88

E-Mail: [info@hecht-assistent.de](mailto:info@hecht-assistent.de)  
Internet: <http://www.assistent.eu>  
VAT Nr. DE 132 198 535

## Neue Produkte / New products / Nouveaux produits 2018

**Steristopfen® aus Zellstoff**, für Einmalgebrauch, autoklavierbar bis +200 ° C  
luftdurchlässig, bakterienfilternd, sterilisierfähig  
für den sterilen Verschluss von Bakterienkulturen in Reagenzgläsern, Erlenmeyerkolben etc.

**Steristoppers® of cellulose**, disposable, autoclavable up to +200 ° C / 392 °F  
air permeable, bacteria filtering, sterilizable  
for sterile sealing of bacterial cultures in test tubes, Erlenmeyer flasks, etc.

**Bouchons cellulosiques Steristoppers®** à usage unique, autoclavables jusqu'à +200 °C  
perméables à l'air, bénéficient d'un filtrage bactérien, stérilisables  
pour la fermeture stérile de cultures bactériennes dans les tubes à essais, les fioles Erlenmeyer, etc.

Artikelnr. / Product No. / réf.	für Innen-Durchmesser for inside diameter pour diamètre intérieur	VE - sales unit unité de vente
40966009	9 - 10,5 mm	2000
40966010	9,5 - 11,5 mm	1000
40966011	12 - 14,5 mm	1000
40966012	11,5 - 13,5 mm	1000
40966013	12,5 - 14,5 mm	1000
40966014	13 - 14,5 mm	1000
40966015	13,5 - 15,5 mm	500
40966027	27 - 32,5 mm	1000
40966029	29,5 - 31 mm	850
40966032	32,5 - 35 mm	800
40966036	35,5 - 39,5 mm	600
40966040	42 - 46,5 mm	500
40966045	47 - 48 mm	300



Weitere Größen auf Anfrage. / Other sizes on request. / Autres dimensions sur demande.

**Änderungen vorbehalten - subject to modifications - sous réserve de modifications**

Handelsregister: Amtsgericht Schweinfurt HRA 8063  
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hecht GmbH Amtsgericht Schweinfurt HRB 1160  
Geschäftsführer: Karl-Heinz Hecht und Thomas Diepholtz Einzelprokura: Tonja Müller