

Allgemeiner Laborbedarf

Saugpapier

Rollen Schutzpapier


weiß, einseitig PE-beschichtet
(Gewicht: Zellstoff 100 g/m² + PE 25 g/m²), zum Schutz von
Labortischen und Schubladen
Saugkapazität ca. 170 g/m²

44075040 Maße 400 mm x 50 m

44075046 Maße 460 mm x 50 m

44075060 Maße 600 mm x 50 m

44075092 Maße 920 mm x 50 m



Bögen Schutzpapier

Eigenschaften wie Nr. 44075...
100 Stück/Packung

44080042 Maße 420 x 520 mm

44080046 Maße 460 x 570 mm

44080050 Maße 500 x 600 mm